



maxium® Novi high-end referentni sistem u multifunktionalnoj HF-elektrohirurgij



Ova HF-jedinica nudi više od 40 precizno postavljenih vrsta struje, sa velikim brojem različiti

aplikacija za bilo koje područje u medicini.

Maxium® predstavlja inovativni simbol vrlo napredne HF-tehnologije i cijeli niz prednosti za korisnika. Konkretno, to je vrlo jednostavan i brz aparat za korištenje

Kontrola jedinice rotacionom tipkom



Multifunkcionalna rotirajuća tipka omogućava Vam da postavite i prilagodite bilo koji HF-parametar u bilo koje vrijeme sa lakim pokretom ruke.


Patentirano pozadinsko osvjetljenje omogućava Vam konstantnu-tačnu informaciju o trenutnom statusu rotirajuće tipke: žuta=rezanje, plava=koagulacija, bijela=meni, OFF=neaktivan

Funkcionalnost i Efikasnost



impresionira sa dobro osmišljenom koncepcijom, ekrana Vam odmah omogućuje da prepoznate postavljene postavke, svi parametri su jasno strukturirani i jednako jasno dodijeljeni njihovim radnim kanalima. Što se tiče programiranja i upravljanja programima, posjeduje više od 99 memorijskih mjesta za korisničke definirane postavke (korisnički programi) koje čine maxium® svestranim, nezamjenjivim suputnikom u HF-operacijama.

Individualan i Modularan



„m“ verzija / modularan za KLS Martin dodatke

„e“ - verzija / modularan za 5mm dodatke

„i“ - verzija / modularan za internacionalne dodatke

Maxium® je dostupan sa tri verzije, zavisno od modul za dodatke koji odaberete. Nisu potrebni nikakvi adapteri, jer sve tri verzije dodataka mogu biti priključene direktno u aparat.

Izvrstan HF-aparat / Izvrsni dodaci



© 2010 KLB Medics Inc. All rights reserved. The information contained herein is the property of KLB Medics Inc. and is confidential. It is intended for use only by the intended recipient. If you have received this communication in error, please do not disseminate, distribute or take any action in reliance on the information herein. If you have received this communication in error, please notify us immediately by e-mail at klb@klbmedics.com or by phone at 888.255.2525.