

Podešavanje Tidal Volumena: 5-400 ml Opseg disanja: 6-100 l/min. PCV-Mode: Garancija volumena



Leon Plus napredne osobine:

- 15" TFT zaslon u boji osjetljiv na dodir
- Precisna smjesa gasa u širokom rasponu protoka 200 ml/min do 18l/min, tako iskoristiv od polu-otvorenog do kvazi-zatvorenog rasponu.
- Različiti opcionalni senzori mogu se odabrati i uklopiti u prikaz na ekranu, uz mogućnost identifikacije bilova i bez.
- Izorno pregled 4 grafa istovremeno u realnom vremenu.
- Kompletno upravljanje podacima sa prikazom trendova.
- Pritiskom podržana ventilacija PSV (ASSIST)
- Dodatna zaštita za postavke plinskih mješavina
- Dodatne opcije monitoringa su dostupne
- Ventilacijski mod: IMV, SIMV, PCV, Man. Spont. SPCV, PSV, HLM
- Opcionalno : Software nadogradnja za novorođenčad IMV/SIMV- Mode ; PCV/VTG Volume Guarantee Mode

Leon Plus je razvijen kao istinska modularna platforma. Ovaj moderni pomoćnik anestezije može u potpunosti biti integriran u određenom radnom okruženju i obezbjeđivati vaše poslovanje. Leon Plus NEONjegova pojedinačna konfigurabilnost garantuje maksimalnu udobnost i optimalnu podršku tokom uvođenja u operacionu salu, tokom terapije i na svakom bolničkom sistemu.